



ESENCIALES DE LABORATORIO

ESPECIAL COVID-19

Ofertas válidas hasta el 31/08/2020. Precios Venta al Público recomendado, sin IVA, válidos salvo error tipográfico. Fotografías no contractuales.

DISTRIBUIDO POR:



C/ Tucumán, 8 - 18200 - Maracena - Granada
Tlfo.: 958412886 - pedidos@cromakit.es

**PUNTAS PARA MICROPIPETAS
LÍNEA HIGH QUALITY - HQ**

DIGIPETTE

**HASTA UN
20 %
DESCUENTO**



Libres de DNAsas, RNAsas, ADN-humano, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR. El diseño de las puntas previene la denaturalización del DNA

CONSULTAR PÁGINA 14

Disponibles en dos formatos de envase:
- bolsa de PE "self standing"
- rack autoclavables y apilables.

Se adaptan a la mayoría de pipetas del mercado (consultar tabla de compatibilidad).

Diferentes capacidades:
10, 20, 100 y 200 μ L



Tubos de ensayo PS, con tapón PE



SE SUMINISTRA BAJO PEDIDO

1| Ref. BGB021 y BGB023 se suministran en enavase individual esterilizado.

Ref.	Cap.	Envase	Precio
BGB020	12 ml	1.500 pcs	286,28
BGB021	12 ml	1.500 pcs	420,00
BGB022	30 ml	400 pcs	73,60
BGB023	30 ml	400 pcs	132,73

Microtubos para PCR, PP



1| Fondo cónico con tapa plana.
2| Pueden ser esterilizados en autoclave, pueden ser congelados a -20 °C.

Referencia	Capacidad	P.unit	Lote	P.unit/lote
BGN003	0,2 mL	6,22	50	4,63

Envases para heces, PS



1| Tapón y cuchara de una sola pieza.

Referencia	Cap.	Pack	Precio
BGQ002	15 mL	1.000 pcs	95,71
BGQ036	60 mL	360 pcs	72,72
BGQ042*	60 mL	400 pcs	132,00

* estéril

Tubo centrífuga, fondo redondo PS



Referencia	Cap.	Envase	Precio
BGD042	10 ml	1000 pcs	137,46
BGD043	10 ml	b/200	32,49
BGD044*	10 ml	750 pcs	150,41
BGD045*	15 ml	750 pcs	112,71
BGD046	15 ml	700 pcs	157,79
BGD047	20 ml	500 pcs	92,48
BGD048	20 ml	500 pcs	127,24

estéril estéril paquete individual

* se suministra bajo pedido

Tira de microtubos para PCR, PP



1| Fondo cónico, incluye tira de tapas.
2| Pueden ser esterilizados en autoclave, pueden ser congelados a -20 °C.

PACK: B/200 unidades

Referencia	Tira	Cap.	P. unit	Lote	P.unit/lote
BGN006	8	0,2 mL	34,28	20	25,49
BGN007	12	0,2 mL	39,20	20	29,16


Envases para orinas y muestras, PS



1| Volumen de 60 mL tapón a rosca PE. Volumen de 200 mL tapón PP

Referencia	Cap.	Pack	Precio
BGQ037	200 ml	500 pcs	167,01
BGQ043	200 ml	200 pcs	78,00
BGQ051	60 ml	600 pcs	112,60
BGQ052	60 ml	400 pcs	102,40


Criotubos de PP



1| Autoclavable, apta para congeladores, ultracongeladores o nitrógeno líquido.

Referencia	Cap.	Pack	P. unit	Lote	P.unit/lote
BGN001	2 mL B/500		33,43	20	28,42
BGN002	5 mL B/200		17,29	16	14,70

Placas Petri desechables, PS



1| Aséptica y ventilada. Fabricada en poliestireno, cuenta con el borde de la tapa biselado para mejor deslizamiento.

PACK: B/500 unidades

Referencia	∅	P. unit	Lote	P.unit/lote
BRB040	90 mm	44,50	25	41,00

Microtubos para centrifugas HQ



1| Están certificados y son biológicamente inertes, completamente libres de DNAsas, RNAsas, endotoxinas y pirógenos.

PACK: B/25 unidades

Referencia	Cap.	Estéril	Precio
BGN027	1,7 mL	No	18,60



Portaobjetos con banda mate



1 | Dimensiones: 76x26 mm. Espesor 1/1.2 mm.
PACK: caja de 50 unidades.

Ref.	Bordes	P. unit	Lote	P.unit/lote
Ángulo 90°				
BPB018	Cortados	1,86	50	1,31
BPB019	Esmerilados	2,38	50	2,06
Ángulo 45°				
BPB020	Esm. biselados	4,25	50	2,74
BPB044	Esmerilados	2,32	50	1,88

Bandejas de cartón



1 | Para portaobjetos estándar: 76x26 mm.

Ref.	Portas	Tapa	P.unit	Lote	P.unit/lote
BPG001	2	Sí	0,30	50	0,25
BPG003	4	Sí	0,44	50	0,37
BPG004	10	Num.	4,27	5	3,63
BPG005	20	Num.	5,78	5	4,91
BPG006	20	No	4,63	10	3,94

Dispensador para portaobjetos



1 | Fabricados en plástico ABS.
2 | Capacidad para 90 portas de medidas estándar: 76x26 cm.

Referencia	Dimensiones	Precio
BPG012	12x10x16,5 cm	15,29

Portaobjetos con banda mate



1 | Dimensiones: 76x26 mm. Apto para la biología humana. Con superficie hidrofílica.
2 | Espesor 1/1.2 mm.

PACK: caja de 50 unidades.

Ref.	Bordes	P. unit	Lote	P.unit/lote
Ángulo 90°				
BPB036	Cortados	2,06	50	1,61

Cubreobjetos



1 | Espesor estándar: 0.13/0.16 mm.
PACK: caja de 100 unidades.

Referencia	Dim.	P. unit	Lote	P.unit/lote
BPD001	12x12 mm	0,98	10	0,70
BPD002	18x18 mm	0,76	10	0,57
BPD003	20x20 mm	0,90	10	0,68
BPD004	22x22 mm	1,07	10	0,79
BPD007	4x40 mm	1,93	5	1,45
BPD008	4x50 mm	1,96	5	1,49
BPD009	24x60 mm	2,50	5	1,85



¡¡DESTACAMOS!!

**POR
TAN SÓLO
2,81* € UNIDAD**

*comprando por lote
a unidad es la bolsa de 25



**Tubos de centrifuga
High Quality - HQ**

1 | Están certificados y son biológicamente inertes, completamente libres de DNAsas, RNAsas, endotoxinas y pirógenos.
2 | Amplia zona de rotulación con graduación permanente que resiste a sustancias químicas y abrasivas y a los arañazos.
3 | Tubos de 15 mL resistencia FCR:17.000g y tubos de 50 mL de 20.000 g

PACK: B/25 unidades

Referencia	Capacidad	Fondo	Envase	Estéril	P. unit	Lote	P.unit / lote
BGD082	15 mL	Cónico	25 uds/bolsa	No	3,30	20	2,81
BGD083	15 mL	Cónico	25 uds/rack	No	4,25	10	3,80
BGD084	15 mL	Cónico	25 uds/bolsa	Sí	3,78	20	3,21
BGD085	50 mL	Cónico	25 uds/bolsa	No	4,39	20	3,74
BGD086	50 mL	Cónico	25 uds/rack	No	5,41	20	4,60
BGD087	50 mL	Cónico	25 uds/bolsa	Sí	5,40	20	4,59
BGD088	50 mL	Faldón	25 uds/rack	No	4,82	20	4,09
BGD089	50 mL	Faldón	25 uds/rack	Sí	5,30	20	4,50



Cajas de plástico



1 | Para portaobjetos estándar: 76x26 mm.

Referencia	Portas	Apertura	Precio
BPG007	2	Bisagra	0,24
BPG008	5	Bisagra	0,50
BPG009	25	2 piezas	1,90
BPG010	50	Bisagra*	3,02
BPG011	100	Bisagra*	4,97

* numerada

Casetes para biopsias con tapa




1 | Fabricado en polioximetileno POM con tapa. Totalmente resistentes a disolventes orgánicos y a los utilizados en técnicas histológicas.

PACK: B/250 unidades

Referencia	∅ perforaciones	Precio
BPJ006	1x1 mm	15,31

Casetes universales sin tapa




HFE: DISPONIBLE hasta fin de existencias

1 | Fabricado en polioximetileno POM. Resistentes a disolventes orgánicos.

PACK: B/500 unidades

Referencia	Color	∅ perforaciones	Precio
BPJ012	Azul	2 mm	13,93
BPJ013	Rosa	2 mm	13,93
BPJ014	Amarillo	2 mm	13,93
BPJ015	Verde	21 mm	13,93

Casetes universales con tapa



1 | Fabricado en polioximetileno POM con tapa. Totalmente resistentes a disolventes orgánicos y a los utilizados en técnicas histológicas.

PACK: B/250 unidades

Referencia	∅ perforaciones	Precio
BPJ001	1x5 mm	15,31

Casetes para biopsias con tapa




HFE: DISPONIBLE hasta fin de existencias

1 | Fabricado en polioximetileno POM con tapa. Resistentes a disolventes orgánicos y a los utilizados en técnicas histológicas.

PACK: B/250 unidades

Referencia	Color	∅ perforaciones	Precio
BPJ007	Azul	1x1 mm	9,46
BPJ008	Rosa	1x1 mm	9,46
BPJ009	Amarillo	1x1 mm	9,46
BPJ010	Verde	1x1 mm	9,46

Anillos de inclusión



1 | Fabricados en ABS de alta calidad.
2 | Color: blanco.

PACK: B/500 unidades

Referencia	Dim. anillo	Precio
BPJ016	25x25 mm	24,50

Casetes universales con tapa



HFE: DISPONIBLE hasta fin de existencias

1 | Fabricado en polioximetileno POM con tapa. Totalmente resistentes a disolventes orgánicos y a los utilizados en técnicas histológicas.

PACK: B/250 unidades

Referencia	Color	∅ perforaciones	Precio
BPJ002	Azul	1x5 mm	9,46
BPJ003	Rosa	1x5 mm	9,46
BPJ004	Amarillo	1x5 mm	9,46
BPJ005	Verde	1x5 mm	9,46

Casetes universales sin tapa



1 | Fabricado en polioximetileno POM. Totalmente resistentes a disolventes orgánicos y a los utilizados en técnicas histológicas.

PACK: B/500 unidades

Referencia	∅ perforaciones	Precio
BPJ011	2 mm	23,47

Anillos de inclusión



HFE: DISPONIBLE hasta fin de existencias

1 | Fabricados en ABS de alta calidad.

PACK: B/500 unidades

Referencia	Color	Dim. anillo	Precio
BPJ017	Amarillo	25x25 mm	24,50
BPJ018	Verde	25x25 mm	24,50
BPJ019	Rosa	25x25 mm	24,50
BPJ020	Azul	25x25 mm	24,50



España para casetes de histología




Kartell

1| Sintéticas de color azul, con porosidad controlada.

PACK: caja de 500 unidades.

Ref.	Dimensiones	Lote	P.unit/lote
BPJ021	32x26x2,5 mm	24	12,05

Moldes de inclusión



Nahita

1| En acero inoxidable compatibles con casetes y anillos de inclusión.

Ref.	Dimensiones	P.unit	Lote	P.unit/lote
BPJ040	7x7x6 mm	2,08	100	1,51
BPJ041	15x15x6 mm	2,08	100	1,51
BPJ042	24x24x6 mm	2,08	100	1,51
BPJ043	30x24x6 mm	2,08	100	1,51

Cubeta Hellendahl



ENDO
glassware

1| Fabricados en vidrio prensado. Con tapa de vidrio
2| Capacidad para 8 portas en vertical

Referencia	Para portas	P.unit	Lote	P.unit/lote
BPL001	76x26 cm	9,34	20	7,70

España para casetes de histología



Nahita

PACK: bolsa de 1000 unidades.

Referencia	P.unit	Lote	P.unit/lote
BPJ044	8,53	20	7,25

Cubeta tinción Coplin



ENDO
glassware

1| Con 10 espacios o 20 acoplados.
2| Disponene de tapa de vidrio.

Referencia	Para portas	Precio
BPL005	76x26 cm	7,24

Cubeta tinción Hauser Gedigk



ENDO
glassware

HFE: DISPONIBLE hasta fin de existencias

1| Conjunto de cubeta y cestillo de acero inoxidable (se vende por separado)
2| Tapa de vidrio

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Precio
BPL012	30 portas	85x85x95 mm	13,64
BPL013	60 portas	85x85x150 mm	17,01

Cubeta tinción Schiefferdecker



ENDO
glassware

1| Fabricados en vidrio prensado. Con tapa de vidrio
2| Capacidad para 8 portas en vertical

Referencia	Para portas	Precio
BPL003	76x26 cm	4,96

Cubeta tinción completa



ENDO
glassware

1| Fabricada en vidrio prensado, con tapa de vidrio. Cubeta con cestillo y asa de acero inoxidable.
2| Capacidad para 10 portas en horizontal y para 20 portas espaldada con espaldada.

Referencia	Dimensiones*	Precio
BPL010	75x60x95 mm	27,54

* dimensiones interiores

Cestillo para Hauser Gedigk



ENDO
glassware

HFE: DISPONIBLE hasta fin de existencias

1| Cestillo de acero inoxidable para cubeta Hauser Gedigk. Se vende por separado el cestillo y la cubeta.

Referencia	Capacidad	Precio
BPL028	60	12,24



Varillas forma 'L'



Kartell

IVD
in vitro
diagnostic

1| Ángulo en 100°, estériles.

SE SUMINISTRA BAJO PEDIDO

Referencia	Envase	Pack	Precio
BRG004	Individual	1000 pcs	210,00
BRG005	5 uds.	80x5 pcs	326,40

Asas de siembra estériles



Kartell


IVD
in vitro
diagnostic

1| En el extremo opuesto ambos disponen de aguja para inoculación.

2| Estériles.

Referencia	Volumen	Pack	Precio
BRG006	1 µL	20x20x20	326,16
BRG007	10 µL	20x20x20	331,20

Mango Kolle




Nahita

1| Incluyen dos asas (Ni-Cr)

2| La referencia BRG009 tiene el mango de plástico y la BRG010 mango metálico.

Referencia	Longitud	P.unit	Lote	P.unit/lote
BRG009	200 mm	4,06	10	3,18
BRG010	290 mm	4,65	10	3,86

Cajas de congelación para criotubos




Nahita

1| Con tapa transparente, elaboradas en policarbonato.

2| Posiciones numeradas en tapa y base.

Referencia	Capacidad	Color	Precio
BYF017	81x1.8 ML	Roja	5,66
BYF018	81x1.8 ML	Naranja	5,66
BYF019	81x1.8 ML	Amarilla	5,66
BYF020	81x1.8 ML	Azul	5,66

Asa para mango Kolle



Nahita

1| Fabricados en Niquel Cromo.

2| Longitud total de 43 mm.

Ref.	Descripción	P.unit	Lote	P.unit/lote
BRG011	Asa de 3 mm ø	0,29	50	0,23

Vasos de precipitado con pico



ENDO
glassware

BORO
3.3

ISO
3819

Referencia	Cap.	P.unit	Lote	P.unit/lote
CBC015	25 mL	0,95	12	0,41
CBC016	50 mL	1,02	12	0,56
CBC017	100 mL	1,02	12	0,56
CBC018	150 mL	1,22	12	0,71
CBC019	250 mL	1,33	8	0,74
CBC020	400 mL	1,79	8	1,06
CBC021	600 mL	2,30	8	1,28
CBC022	800 mL	3,24	6	1,91
CBC023	1000 mL	3,59	6	2,12
CBC024	2000 mL	10,29	2	6,08
CBC025	3000 mL	10,40	-	-
CBC026	5000 mL	14,78	-	-

Matraz Erlenmeyer, cuello estrecho



ENDO
glassware

BORO
3.3

Referencia	Capacidad	Lote	P.unit/lote
CDB012	25 mL	24	0,83
CDB013	50 mL	12	0,88
CDB014	100 mL	12	1,00
CDB015	250 mL	12	1,42
CDB016	500 mL	8	2,11
CDB017	1000 mL	6	3,64
CDB018	2000 mL	2	7,15
CDB019	3000 mL	1	13,80

Matraz Erlenmeyer, cuello ancho




ENDO
glassware

BORO
3.3

Referencia	Cap.	P.unit	Lote	P.unit/lote
CDB025	50 mL	1,58	12	1,08
CDB026	100 mL	1,58	12	1,23
CDB027	250 mL	2,02	12	1,75
CDB028	500 mL	3,67	8	2,60
CDB029	1000 mL	4,82	6	4,09

Matraz Erlenmeyer tapón rosca




SMK
CZECH REPUBLIC

ISO
24450

Ref.	GL	Cap.	P.unit	lote	P.unit/lote
CDB039	25	100 ml	11,62	10	7,48
CDB040	32	250 ml	13,22	10	8,68
CDB041	32	500 ml	15,50	10	10,94
CDB042	32	1000 ml	19,23	10	14,78
CDB043	45	250 mL	8,51	-	-
CDB044	45	500 mL	8,88	-	-
CDB045	45	1000 mL	11,91	-	-



Matraz Erlenmeyer con deflectores



1 | Para cultivos celulares.

Referencia	GL	Capacidad	Precio
CDB047	GL45	250 mL	3,03
CDB048	GL45	500 mL	4,24
CDB049	GL45	1000 mL	5,58
CDB050	GL45	2000 mL	7,14


Matraz Erlenmeyer con deflectores



1 | Para cultivos celulares, sin tapón.

Referencia	Capacidad	Precio
CDB062	250 mL	4,76
CDB063	500 mL	6,48
CDB064	1000 mL	11,96
CDB065	2000 mL	18,40


Pipetas clase con bulbo



1 | Graduación azul, con 0 abajo.

Referencia	Cap.	Graduación	Precio
DGB001	1mL	0.10 mL	1,92
DGB002	2mL	0.10 mL	2,11
DGB003	5 mL	0.10 mL	2,26
DGB004	10 mL	0.10 mL	2,03
DGB005	20 mL	0.10 mL	2,90
DGB006	25 mL	0.10 mL	2,95
DGB007	50 mL	0.10 mL	9,33
DGB008	5 mL	0.05 mL	2,36
DGB009	1mL	0.01 mL	2,42
DGB020	2 mL	0.01 mL	2,50


Pipetas clase A con bulbo



1 | Graduación azul, con 0 arriba

Referencia	Cap.	Graduación	Precio
DGB010	1 mL	0.10 mL	2,18
DGB011	2 mL	0.10 mL	2,21
DGB012	5 mL	0.10 mL	2,07
DGB013	10 mL	0.10 mL	2,78
DGB014	20 mL	0.10 mL	3,20
DGB015	25 mL	0.10 mL	4,28
DGB016	50 mL	0.10 mL	9,78
DGB017	5 mL	0.05 mL	2,06
DGB018	1 mL	0.01 mL	1,87
DGB019	2 mL	0.01 mL	1,88

Pipetas clase B con bulbo



1 | Graduación ambar, con 0 abajo

Referencia	Cap.	Graduación	Precio
DGG001	1mL	0.10mL	1,46
DGG002	2mL	0.10mL	1,49
DGG003	5mL	0.10mL	1,62
DGG004	10mL	0.10mL	1,80
DGG005	20mL	0.10mL	2,63
DGG006	25mL	0.10mL	2,63
DGG007	50mL	0.10mL	3,33
DGG008	1mL	0.05mL	1,19
DGG009	2mL	0.05mL	1,48
DGG010	5mL	0.05mL	1,52
DGG011	1mL	0.01mL	1,43
DGG012	2mL	0.02 mL	1,58

Pipetas Pasteur de plástico



1 | En polietileno de uso único, no estériles. En bolsas de 500 unidades

Referencia	Cap.	P.unit	Lote	P.inic/lote
DLB010	1.0 mL	8,85	10	7,83
DLB011	3 mL	8,77	-	-

Pipetas Pasteur estériles



Kartell

- 1 | Con bomba de aspiración y graduación.
- 2 | Disponible esterilizada en envase individual y no esterilizada en envase múltiple.
- 3 | Bolsas de 500 unidades; pipetas estériles suministradas en bolsa individual.

Referencia	Cap.	Graduación	Precio
DLB005	1 mL	0.25 mL	
DLB006*	3 mL	0.50 mL	52,66

* esta referencia se suministra bajo pedido



¡DESTACAMOS! FRASCO DOSIFICADOR



Kartell

FRASCO CON DOSIFICADOR A PRESIÓN

Referencia	CJF012
Capacidad	500 mL
P.unit	2,93
Lote	5
P.unit/lote	2,32

DESDE
2,32
EUROS

MATERIAL
HDPE-PP

IDEAL PARA
DOSIFICAR
LÍQUIDOS



Mecheros de laboratorio Bunsen



Nahita

1 | Para portaobjetos estándar: 76x26 mm.

Ref.	Descripción	P. unit	Lote	P. unit/lote
FFJ003	Micro, gas natural	12,16	-	-
FFJ004	Micro, GLP	12,16	-	-
FFJ005	Gas natural	15,55	30	10,88
FFJ006	GLP	15,55	30	10,88

Lancetas estériles



Nahita

1 | Fabricadas en acero inoxidable.
2 | Desechables, uso único para toma de sangre capilar. Empaquetado individual.
PACK: Caja de 200 unidades

Referencia	Precio
FMB024	2,61

Centrífuga digital 2615/1



ENDO
plasticware

1 | Carcasa de plástico. Cabezal angular. Motor con escobillas.
2 | Dispositivo de seguridad en tapa.

Referencia	GBF001
Capacidad	6x15 mL
Velocidad	1000-4000 rpm*
Máxima FCR	1790 g
Precio	252,00

* pasos de 500



¡NOVEDAD! CENTRÍFUGA ANGULAR DIGITAL SERIE 2650

nahita
blue



1 | Rotor angular de aluminio pintado. Ajuste digital de parámetros.
2 | Carcasa de acero pintado al horno. Tapa de metacrilato abatible con anclaje de bloqueo. Patas de ventosa.
3 | Interruptor de contacto de tapa y cierre electromagnético.

Referencia	GBF011	GBF012
Modelo	2650-D	2650-D+
Motor	Con escobillas	De inducción (sin escobillas)
Capacidad	12 tubos de 15 mL	
Velocidad	500-4000 rpm (incrementos de 50 rpm)	
Máxima FCR	2300xg (incremento de 10xg)	
Precio	244,00	396,00

Accesorios 2650-D y 2650-D+



Referencia
GBK003

Referencia	Descripción	Precio
GBK003	Adaptador para tubos dimensiones (ØxL) 13x75 mm*	1,93
GBK015	Portatubos para centrífugas 2650-D y 2650-D+	2,16

* Si se retira la contera se puede utilizar para tubos de 13x100 mm

Centrífugas analógicas serie 2600



Nahita

1 | Carcasa de acero pintada al horno, cabezal angular. Motor de suspensión elástica con escobillas.
2 | Dispositivo de seguridad en tapa. Cierre electromagnético.
3 | Modo de trabajo en continuo o temporizador

Referencia	GBC001	GBC003
Modelo	2650	2690/5
Capacidad	12x15 mL	16x5 mL
Velocidad	500-4000 rpm	500-5000 rpm
Máxima FCR	2647 g	3130 g
Precio	348,00	399,00

Centrífugas HiFuge-GJ6



RS Lab

1 | Cabezal angular de plástico con tapa. Pantalla LCD retroiluminada.
2 | Posibilidad de programación de velocidad o fuerza centrífuga (FCR). Función de pulsos.
3 | Apertura manual de la tapa en caso de bloqueo.
4 | Motor de corriente continua, sin escobillas, libre mantenimiento.
5 | Adaptadores GJM002 y GJM003 para tubos de 0,2 mL y 0,5 mL respectivamente (no incluidos)

Referencia	GJC006
Velocidad	500-15000 rpm
Rango de FCR	100-15100 xg
Capacidad máxima	12 x 2 mL
Aceleración / frenado	11 s / 9 s
Precio	735,00



Mini centrífugas serie 2507


RS Lab

- 1 | Apta para técnicas de PCR, preparación muestras HPLC y microfiltración.
- 2 | Incluye cabezal angular con adaptadores y cabezal de tiras
- 3 | Sistema tipo "click" de intercambio de cabezales.
- 4 | Interruptor de seguridad en tapa que detiene el rotor en caso de apertura.

Referencia	GDC003	GDC004
Modelo	2507/15	2507/25*
Capacidad		
Cabezal angular	8x1,5/2mL; 8x0,5mL*	
Cabezal de tiras	4 tiras de 8x0.2 mL	
Velocidad (rpm)	4000/7000/10000	
Máxima FCR (g)	990/2910/5610	
Precio	230,00	255,00

Mini centrífugas Fugevet+


Mohito

- 1 | Incluye cabezal para tubos microhematocrito, cabezal angular con adaptadores y cabezal de tiras.
- 2 | Sistema tipo "click" de intercambio de cabezales.
- 3 | Interruptor de seguridad en tapa que detiene el cabezal en caso de apertura.

Referencia	GDC005
Capacidad	
Cabezal de 12 tubos microhematocrito	
Cabezal de 8 microtubos de 1.5/2, 0.5*, 0.2 mL*	
Cabezal de 4 criotubos: 4x5 mL, 4x1.8 mL*	
Cabezal de tiras (4 tiras de 8x0.2 mL)	
Velocidad	4000/7000/12000 rpm
FCR	990/ 2910/ 5610 g
Precio	299,00

* utilizando los adaptadores incluidos

Centrífuga microhematocrito sobremesa, modelo 2624/2



- 1 | Carcasa y base en acero pintado. Suspensores en tapa. Pantalla LED y selector mono-mando
- 2 | Múltiples cabezales en opción, angulares y/o microhematocrito
- 3 | Motor de inducción libre de mantenimiento con sistema de suspensión elástica.
- 4 | Cierre electromagnético de seguridad y mecanismo de apertura manual.

Referencia	GJC002
Temporizador	1-99s / 1-99min / Pulsos cortos
Velocidad (rpm)	100-15000
Máxima FCR (g)	20375 g*
Precio	1.062,00

*pasos de 10

Accesorios modelo 2624/2, rotores no incluidos



Referencia: GJK001 Referencia:GJK002 Referencia: GJK003 Referencia: GJK004 Referencia: GJK005

Referencia	Descripción	Vel.máxima	FCR máxima	Precio
GJK001	24 microtubos 1.5 - 2 mL	15000 rpm	20375 g	375,06
GJK002	24 capilares microhematocrito	12000 rpm	15455 g	485,46
GJK003	10 tubos de 5 mL	13500 rpm	12920 g	440,09
GJK004	32 microtubos de 0.2 mL (PCR)	14800 rpm	16200 g	845,84
GJK005	36 microtubos 0.5 mL	13500 rpm	13250 g	576,78

Centrífuga microhematocrito sobremesa, modelo 2624/2



- 1 | Carcasa y base en acero. Cubeta interior en acero inoxidable y cámara de seguridad de acero.
- 2 | Cabezal oscilante al que se le pueden acoplar diversos adaptadores (no incluidos) para distintos tipos de tubos. Cabezales y adaptadores autoclavables.
- 3 | Apertura manual de la tapa en caso de fallo del suministro eléctrico.
- 4 | Programación de la velocidad en rpm o FCR. Motor de inducción libre de mantenimiento.

Referencia	GNCO01
Temporizador	1h 59' 59" / Función de pulsos
Velocidad (rpm)	100-5000*
Máxima FCR (g)	4980*
Programas	Memoria para 9 programas
Rampas de aceleración	10 (<35 s de 0 a Vmáx.)
Rampas de frenado	10 (<30 s de Vmáx. a 0)
Precio	1.880,00

* Ver tabla de cabezales

Accesorios Multibas+ - Rotores y adaptadores no incluidos

Referencia	Descripción	Vel.máxima	FCR	Precio
GNP001	Frasco de 250 mL con tapa de prolipropileno	-	-	2,27
GNP002	Cabezal para 4 frascos con tapón 250 mL	5000 rpm	2120 g	1652,55
GNP003	Juego de adaptadores 4 tubos, de plástico 100 mL	5000 rpm	4600 g	412,00
GNP004	Juego de adaptadores 4 tubos, tipo Falcon 50 mL	5000 rpm	4980 g	369,34
GNP005	Juego de adaptadores 8 tubos, tipo Falcon 50 mL	4000 rpm	3040 g	422,40
GNP006	Juego de adaptadores 24 tubos, tipo Falcon 15 mL	4000 rpm	3040 g	444,25
GNP007	Juego de adaptadores 32 tubos, tipo Falcon 15 mL	4000 rpm	3040 g	529,56
GNP008	Juego de adaptadores 48 tubos, de 13 x 100 mm	4000 rpm	3040 g	899,95
GNP009	Juego de adaptadores 72 tubos, de 13x75 mm	4000 rpm	3040 g	1039,36
GNP010	Cabezal para 4 placas microtiter	3500 rpm	2120 g	957,17



DESTACAMOS >>>> MICROSCOPIOS PROFESIONALES SERIE 122



- 1| Cabezal tipo Siedentopf, giratorio en 360° e inclinado 30°.
- 2| Platina mecánica de doble lecho de grandes dimensiones con escalas graduadas y mandos de traslación en posición baja y ergonómica.
- 4| Mandos macro y micro coaxiales con anillo de control de fricción y bloqueo del límite superior de enfoque.
- 5| Sistema de iluminación tipo Köhler con diafragma graduado.

Referencia	HBC008	HBC009	HBC010	HBC011
Cabezal	Binocular	Triocular	Binocular	Triocular
Oculares	WF10x/18mm (Ø23mm)		WF10x/20mm (30mm)	
	WF16x/11mm (Ø23mm)			
D. Interpupilar	55-75mm			
C. Dióptrica	±5 dioptrías (ocular izquierdo)			
Revólver	Cuádruple invertido			
Objetivos	Acromáticos		Plano acromáticos corregidos al infinito	
Platina	180 x 150mm Mecánica		de doble lecho	
Lámpara	Halógena	LED	LED	LED
Precio	635,00	725,00	825,00	835,00

Baños de bloque modelos 603/10 y 603/20



- 1| Vista simultánea del tiempo y temperatura real y programada en la pantalla LCD.
- 2| Disponibles diversos bloques (no incluidos) para cubrir un amplio rango de tubos (desde 0,2 mL hasta 2 mL). Consultar nuestro catálogo.

Referencia	JDS003	JDS004
Rango de temperatura	Ambiente - 100°C	-10°C - 100°C
Precisión temperatura	± 0,5 °C ± 0,5 °C	
Resolución pantalla	0,1 °C	0,1 °C
Tiempo de calentamiento (de 20°C a 100°C)	<12 min	<20 min
Tiempo de enfriamiento (de 20°C a -10°C) -	<30 min	
Precio	515,00	1.255,00

Agitador con calefacción analógico



- 1| Cuerpo metálico con recubrimiento epoxi.
- 2| Se suministra con soporte (varilla, nuez y pinza) e imán para agitación.

Referencia	LBB001
Rango velocidad	10-2000 rpm
Volumen máximo	2 L
Rango de temperatura	Ambiente - 180°C
Material del plato	Aluminio anodizado
Precio	162,00

Agitador con calefacción analógico



- 1| Se suministra con varilla, pinza para sujeción de electrodo o termómetro, e imán para agitación.
- 2| Pilotos indicadores de velocidad y calefacción.

Referencia	LBB002
Velocidad máxima	1600 rpm
Volumen agitación	5 L
Rango de temperatura	Ambiente - 380°C
Material del plato	Metálico recubrimiento cerámico
Tamaño del plato	190 x 190 mm
Precio	240,00

Agitador con calefacción digital



- 1| Protección contra sobrecalentamiento.
- 2| Se suministra con varilla y pinza de sujeción, sonda de temperatura e imán para agitación.

Referencia	LBD001
Pantalla	LCD retroiluminada
Velocidad máxima	1600 rpm
Volumen agitación	5 L
Rango de temperatura	Ambiente - 350°C
Material del plato	Metálico recubrimiento cerámico
Tamaño del plato	190 x 190 mm
Precio	340,00



Agitador vórtex 681/10



1| Para soluciones contenidas en distintos recipientes o varios tubos al mismo tiempo.

Referencia	LGB001
Velocidad	2600 RPM
Movimiento agitación	Vibratorio
Funcionamiento	Continuo (velocidad fija)
Diámetro plataforma	100 mm
Precio	139,00

Agitador vórtex RSLAB-6 PRO



1| Sistema de fijación de adaptadores por clic.
2| Carcasa robusta, base metálica y patas de goma especialmente diseñadas para amortiguar la vibración.

Referencia	LGB003
Rango de velocidad	0-2500 rpm
Movimiento de agitación	Orbital
Amplitud de agitación	4 mm
Modo de funcionamiento	Continuo / por contacto
Dimensiones aprox.	127x130x160 mm
Precio	125,00

Agitador para microplacas RSLAB-12



1| Adaptador para 1 microplaca incluido. Otros adaptadores compatibles disponibles

Referencia	LGD001
Velocidad	0-1500 rpm microplaca simple 0-1000 rpm doble microplaca
Movimiento	Orbital
∅ de agitación	4,5 mm
Funcionamiento	Continuo
Precio	285,00

Agitador de varilla analógico



Nahita

1| Para agitar líquidos de baja/media viscosidad y con sólidos en suspensión.
2| El modelo 686/2 se suministra con dos varillas tipo paleta (una de diámetro 60 mm y otra de 40 mm con cuatro perforaciones), barra soporte y base antideslizante

Referencia	LLB002
Modelo	686/2
Rango de velocidad	200-2000 rpm
Volumen máximo	2 L
Dimensiones aprox.	160x240x500 mm
Precio	385,00




PROMOCIÓN ESPECIAL >>>> MICROSCOPIOS SERIE 'P'

OFERTA ESPECIAL

Por la compra de 3
unidades 1 de regalo

3+1



Microscopios profesionales serie 'P'

Cabezal tipo Siedentopf
giratorio 360° e inclinado 45°.

Revólver cuádruple invertido.

Oculares WF10x/18 mm.

Binocular REF HBC015 **436,97 €**

Triocular REF HBC016 **515,00 €**



Agitador de varilla digital RSLAB-13



RS Lab

- 1 | Sistema anti-derrame de la muestra.
- 2 | Soporte universal (ref. LLF001) y varilla de agitación no inluidos (consultar gama).

Referencia	LLB004
Modelo	RSLAB-13-20
Pantalla	LED
Rango de velocidad	50-2200 rpm
Volumen máximo	20 L
Precio	389,00

Pipeteador electrónico



DIGIPETTE

- 1 | Para pipetas de vidrio o plástico de 0.1 mL hasta 100 mL.
- 2 | Válvula de seguridad y filtros hidrófobos de Teflón (0.2 μm y 0.45 μm).
- 3 | Batería recargable para 8 horas de uso continuo, con indicador LED de carga baja.

Referencia	Precio
MBD002	160,75

Pipeteadores manuales




DIGIPETTE

- 1 | Para pipetas de vidrio o plástico de 0.1 mL a 100 mL.

Referencia	Color	Precio
MBB001	Blanco	28,50
MBB002	Azul	28,50
MBB003	Rojo	28,50
MBB004	Verde	28,50

Aspiradores para pipetas



DIGIPETTE

- 1 | Fácil manejo con una sola mano. Rueda es-triada para aspirar y dispensar líquido.

Ref.	Vol.	Color	P. unit	Lote	P.unit/lote
MBJ007	2 mL	Azul	5,00	10	4,35
MBJ008	10 mL	Verde	5,00	10	4,35
MBJ009	25 mL	Rojo	5,00	10	4,35

Pipetas volumen variable



DIGIPETTE

- 1 | Diseño ergonómico exclusivo para un uso cómodo y prolongado sin fatiga.
- 2 | Completamente autoclavable sin necesidad de desmontar.
- 3 | Sistema de ajuste de volumen click-stop.
- 4 | Código de colores para facilitar su identificación.
- 5 | Certificado individual de calibración de acuerdo a la norma EN ISO 8655-6.

Referencia	Volumen	División	Precio
MGB001	0.1-2.5 μL	0.01 μL	69,00
MGB002	0.5-10 μL	0.1 μL	69,00
MGB003	2-20 μL	0.1 μL	69,00
MGB004	5-50 μL	0.5 μL	69,00
MGB005	10-100 μL	0.5 μL	69,00
MGB006	20-200 μL	1 μL	69,00
MGB007	100-1000 μL	5 μL	69,00
MGB008	0.5-5 mL	50 μL	69,00
MGB009*	0.5-10 mL	100 μL	69,00

* Sin eyector de puntas; eyección manual

Micropipeta Acura manual 825



SOCOREX SWISS

- 1 | Ajuste del volumen inteligente y fiable.
- 2 | Eyector e puntas ajustable JustipTM *que se adapta a la mayoría de las puntas.
- 3 | Resistencia a los golpes, los rayos ultravioleta y el autoclave.

Referencia	Volumen	Precio
MGB033	100-1000 μL	177,66
MGB034	0.1-2 μL	189,45
MGB035	0.5-10 μL	189,45
MGB036	1-10 μL	177,66
MGB037	2-20 μL	177,66
MGB038	5-50 μL	177,66
MGB039	10-100 μL	177,66
MGB040	20-200 μL	177,66

Micropipetas multicanal



DIGIPETTE

- 1 | Ampliamente utilizados en inmunología, bioquímica, diagnóstico clínico y analítica de alimentos.
- 2 | Aptos para manejo de placas microtiter.
- 3 | Cabezal giratorio 360° y desmontable para autoclave.

Referencia	Volumen	Precio
8 canales		
MGG001	0.5-10 μL	249,00
MGG002	5-50 μL	249,00
MGG003	10-100 μL	249,00
MGG004	20-200 μL	249,00
MGG005	30-300 μL	249,00
12 canales		
MGG006	0.5-10 μL	269,00
MGG007	5-50 μL	269,00
MGG008	10-100 μL	269,00
MGG009	20-200 μL	269,00
MGG010	30-300 μL	269,00



Micropipetas multicanal



- 1 | Ligereza y adaptación perfecta a la mano.
- 2 | Display digital de precisión siempre visible.
- 3 | Eyector de puntas ajustable Justip™* que se adapta a la mayoría de las puntas.

Referencia	Volumen	Precio
12 canales		
MGG016	0.5-10 µL	593,00
MGG017	5-50 µL	544,00
MGG018	20-200 µL	544,00
MGG019	40-350 µL	544,00
8 canales		
MGG020	0.5-10 µL	509,00
MGG021	5-50 µL	475,00
MGG022	20-200 µL	475,00
MGG023	40-350 µL	475,00
MGG024	10-100 µL	475,00

Baños digitales de agua



- 1 | Cuba de acero inoxidable en una sola pieza libre de soldaduras, acoplada a un mueble exterior metálico con recubrimiento epoxi.
- 2 | Bandeja soporte que cubre la resistencia calefactora.

Referencia	JDD001	JDD003
Modelo	601/3	601/12
Capacidad	2,5 L	12 L
Temperatura	Ambiente – 100°C	
Resolución	1 °C	
Temporizador	1 - 9999 min	
Orificios	1	4
Medidas (mm)	145x130x100	320x290x100
Precio	199,00	295,00



**¡DESTACAMOS! ESTUFAS
40% DESCUENTO PVP**



OFERTA ESPECIAL 40 % dto.

Estufa de convección natural 631 PLUS

Capacidad 18 L.

Rango de temperatura: 80 °C a 250 °C

REF JBD009 **399,00 €**



OFERTA ESPECIAL 40 % dto.

Estufa de cultivo 636 PLUS

Capacidad 18 L.

Rango de temperatura: ambiente a 80 °C

REF JBB005 **420,00 €**



OFERTA ESPECIAL 35 % dto.

Estufas serie 632 PLUS - Aire forzado

Referencia	JBD005	JBD006	JBD008
Capacidad	30L	45 L	125 L
Rango de temp.	80 - 250°C		
Resolución	1°C (configurable a 0.1°C)*		
Precio	655,00	740,00	955,00

* consultar

Mueble exterior metálico recubierto de epoxi.
Circulación forzada por aire mediante ventilador.



DESTACAMOS >>>>> PUNTAS DE PIPETAS ALTA CALIDAD - HQ

- 1| Libres de de DNAsas, RNAsas, h-DNA, pirógenos e inhibidores de la PCR.
- 2| El diseño de las puntas previene la denaturalización del DNA.
- 3| Se puede comprobar visualmente la correcta aspiración de las muestras gracias a su alta claridad y transparencia y a la graduación de las puntas.
- 4| Se adaptan a la mayoría de pipetas del mercado (ver tabla de compatibilidad).
- 5| Se cargan y eyectan fácilmente sin necesidad de ejercer fuerza. Las puntas con filtro (filtro de PE) protegen de la contaminación cruzada y de los aerosoles tanto en la pipeta como de la muestra.
- 6| Las puntas estériles son esterilizadas mediante radiación gamma cumpliendo con los estándar SAL 10-6 e ISO 11137.
- 7| En la fabricación de las puntas de baja retención no se usan agentes suavizantes que interfieran en los resultados de las muestras de proteínas.
- 8| Disponibles en dos formatos de envase:
- Bolsa de PE "self standing"
- Rack autoclavables y apilables
- 9| Presentan una superficie interna super hidrofóbica que asegura máxima precisión en la recuperación y dispensación de la muestra.

	Referencia	Volumen	Filtro	Estéril	Baja retención	Envase	Punit	Lote	Punit/lote
	MJB032	10 µL				Bolsa (1.000uds)	6,69	-	-
	MJB034	10 µL		■		Rack (96uds)	3,09	10	2,45
	MJB035	10 µL		■	■	Rack (96uds)	3,22	-	-
	MJB033	10 µL	■			Bolsa (1.000uds)	33,30	-	-
	MJB036	10 µL	■	■		Rack (96uds)	5,26	10	4,18
	MJD010	20 µL	■			Bolsa (1.000uds)	33,43	-	-
	MJD011	20 µL	■	■		Rack (96uds)	5,26	10	4,18
	MJD012	20 µL	■	■	■	Rack (96uds)	4,86	-	-
	MJG005	100 µL	■			Bolsa (1.000uds)	33,43	-	-
	MJG006	100 µL	■	■		Rack (96uds)	5,26	10	4,18
	MJJ040	200 µL				Bolsa (1.000uds)	6,70	-	-
	MJJ042	200 µL		■		Rack (96uds)	3,09	10	2,95
	MJJ043	200 µL		■	■	Rack (96uds)	3,22	-	-
	MJJ041	200 µL				Bolsa (1.000uds)	33,43	-	-
	MJJ044	200 µL	■	■		Rack (96uds)	5,25	10	4,18
	MJN038	1.000 µL				Bolsa (1.000uds)	9,95	-	-
	MJN040	1.000 µL		■		Rack (96uds)	3,38	-	-
	MJN041	1.000 µL		■	■	Rack (96uds)	4,01	-	-
	MJN039	1.000 µL	■			Bolsa (1.000uds)	33,43	-	-
	MJN042	1.000 µL	■	■		Rack (96uds)	5,20	-	-

Gafas de seguridad modelo 511



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

- 1| Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2| Versión certificada para caras pequeñas, con marcaje H conforme a la norma EN166
- 3| Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

Referencia	RBG007
Montura	Azul
Lente	Incolora
Precio unitario	3,99
Lote	10
Precio unitario lote	2,99

Papel para secado estándar



- 1| Elaborado en celulosa pura blanca. Dispone de un soporte de pie en color blanco, referencia del soporte ZCH007; se vende por separado.
- 2| Cuenta con 1000 hojas por bobina.
- 3| Dimensiones: 260x50 mm

Referencia	Cantidad	Precio
ZCH001	2 bobinas	31,00

Cinta indicadora de esterilización



- 1| Cambio de color, de blanco a marrón, sin plomo. Longitud de 50m y ancho 19 mm.

Referencia	Esterilización	Precio
ZCM001	En seco, método Poupinel	25,20
ZCM002	Autoclave:	5,29
	20 min a 121°C	
	10 min a 125°C	
	5 min a 135°	



Termociclador PureAmpG

Nahita



- 1 | Alta calidad y durabilidad de los componentes de tecnología Peltier, aumentando la vida del equipo
- 2 | Con función de gradiente para agilizar la puesta a punto de la técnica.
- 3 | Fuente de alimentación universal de alto rendimiento
- 4 | Pantalla LCD de alta definición de 5.7". Tapa termostatzable y de altura regulable

Referencia	ZFD012
Capacidad	96x0.2 mL
Rango de temperatura	0 – 99.9°C
Tasa de calentamiento	4°C/s
Tasa de enfriamiento	3°C/s
Uniformidad	≤ ±0.3°C
Precisión	≤ ±0.2°C
Resolución de pantalla	z.1°C
Control de temperatura	Bloque/Tubo
Tasa de incremento de temp.	0.1 - 4°C/s
Uniformidad de gradiente	≤ ±0.3°C
Precisión de gradiente	≤ ±0.2°C
Rango de temp. Gradiente	30-99.9°C
Alcance de gradiente	1-30°C
Rango temp. Tapa	30 - 110°C
Número de programas	200
Nº máx. segmentos	9
Nº máx. pasos	9
Nº máx. ciclos	99
Incremento/Disminución tiempo	1 segundo – 9 min 59 s
Incremento/Disminución temp.	0.1 – 9.9°C
Función de pausa	Sí
Mantenimiento a 4°C	Tiempo indefinido
Precio	3.650,00

Termociclador modelo 4196 Gradiente

Nahita



- 1 | Alta calidad y durabilidad de los componentes de tecnología Peltier.
- 2 | Pantalla táctil de 7 pulgadas en color para controlar todas las funciones del equipo y muestra gráficos detallados durante todo el proceso de PCR.
- 3 | Bloque combinado para adaptarse a distintos tipos de tubos, tiras y placas. Tapa termostatzable y de altura regulable.
- 4 | Salida USB y LAN para transferencia de datos y posibilidad de conexión de memoria USB externa para almacenamiento ilimitado de protocolos. Función de gradiente (sólo modelo 4196).
- 5 | Cuenta con dos modos de control de temperatura; en bloque y en tubo.
- 6 | Cálculo Tm: realiza el cálculo automático de temperatura de desnaturalización e hibridación.

Referencia	ZFD002
Bloque	96 x 0.2 mL; 77 x 0.5 mL
Temperatura	
Rango temp. en bloque	0° C – 100° C
Tasa calentamiento máx.	°C/s
Tasa enfriamiento máx.	4 °C/s
Uniformidad temp.	≤ ± 0.2 °C (a 95°C)
Precisión temp.	≤ ± 0.2 °C (35°C – 100°C)
Gradiente	
Precisión gradiente	≤ ± 0.3 °C (35°C-100)
Uniformidad columna	≤ ± 0.3 °C (a 95°C)
Rango gradiente	30 °C – 99.9 °C
Rango temp. diferencial	1 °C – 30 °C
Tapa	Rango temperatura 30°C - 112 °C
Software	
Programas Max.	10.000 programas en el equipo USB
Nº máx. pasos y ciclos	30 pasos, 100 ciclos típicos,
Aumento/Disminución temp. y tiempo	o Sí, para PCR Long y PCR Touchdown
Precio	5.990,00



DESTACAMOS >>> NOVEDAD >>> BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN



Las bolsas Qualitix® de un solo uso, de laboratorio, médico, dental o veterinario, de tamaño pequeño a mediano, proporcionan un envoltorio fácil y efectivo de artículos que requieren esterilización. Hecho con papel robusto de grado médico, las bolsas se cierran herméticamente con una tira autoadhesiva para mantener la esterilidad. El contenido permanece siempre visible a través de la película laminada transparente de PET / CPP.

- 1 | Tira autoadhesiva grande, fácil de cerrar. Sello superior de Chevron para una fácil apertura.
- 2 | Adecuado para esterilización con vapor y gas EO. Dos indicadores de esterilización.
- 3 | Cinco tamaños diferentes
- 4 | Conformidad con ISO 17665-06, ISO 11135, CE



Referencia	Dimensiones	Caja	Precio
ZCM003	83 x 160 mm	200	9,07
ZCM004	90 x 260 mm	200	14,18
ZCM005	135 x 260 mm	200	22,08
ZCM006	190 x 360 mm	200	41,85
ZCM007	300 x 395 mm	200	73,47

DESTACAMOS >>> GRADILLAS POLIPROPILENO



- 1 | Apilables, orificios identificados alfanuméricamente.

Referencia	Color	Descripción	P.unit	Lote	P.unit/lote
BJB001	Blanca	90 tubos de 13 mm	3,42	50	2,8
BJB004	Amarilla	90 tubos de 13 mm	3,42	50	2,8
BJB005	Blanca	60 tubos de 16 mm	3,42	50	2,8
BJB008	Amarilla	60 tubos de 16 mm	3,42	50	2,8
BJB009	Blanca	40 tubos de 20 mm	3,42	50	2,8
BJB010	Azul	40 tubos de 20 mm	3,42	50	2,8
BJB011	Roja	20 tubos de 20 mm	3,42	50	2,8
BJB012	Amarilla	40 tubos de 20 mm	3,42	50	2,8
BJB013	Blanca	24 tubos de 25 mm	3,42	50	2,8
BJB014	Azul	24 tubos de 25 mm	3,42	50	2,8
BJB016	Amarilla	24 tubos de 25 mm	3,42	50	2,8
BJB017	Blanca	21 tubos de 30 mm	3,42	50	2,8
BJB018	Azul	21 tubos de 30 mm	3,42	50	2,8
BJB019	Roja	21 tubos de 30 mm	3,42	50	2,8
BJB020	Amarilla	21 tubos de 30 mm	3,42	50	2,8

Gradillas para microtubos



- 1 | Apilables, orificios identificados alfanuméricamente. Diámetro de 10,8 mm.

Ref.	Color	P.unit	Lote	P.unit/lote
BJL011	Blanca	9,10	20	7,25
BJL012	Azul	9,10	20	7,25
BJL013	Amarillo	9,10	20	7,25

Placas Petri desechables, PS



- 1 | Planas y transparentes. Con marcado CE.

Ref.	Diámetro	Tipo	Envase	Precio
BRB026	60 mm	Aséptica	500 pcs	107,50
BRB014	100 mm	Estéril	500 pcs	67,50